

## Návod na použitie

### FONENDOSKOP JEDNOSTRANNÝ

- HS-30A – pre dospelých štandard
- HS-30A1 – pre dospelých vo farbe
- HS-30D – jednorazový
- HS-30E – pre deti štandard
- HS-30E1 – pre deti vo farbe
- HS-30N – pre dospelých deluxe
- HS-30P – pre dospelých štandard
- HS-30Q – pre dospelých špeciál
- HS-30T1 – pre graviditu
- HS-30V – pre dosp. s krížovou hlavicou
- HS-30Y – pre dosp. s ihlovou hlavicou
- HS-30Z – pre dospelých s hodinkami

Certifikát č.: 44097/101/1/2003

SKTC - 101

CE

## FUNKCIA

Fonendoskop jednostranný je jeden z prístrojov pre posluchové vyšetrenie organizmu priamou metódou. Taktiež sa používa pri meraní krvného tlaku ako posluchová pomôcka.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Po vybratí prístroja z puzdra sa presvedčte, či je hadička pevne pripojená k membráne a lýre. Týmto je fonendoskop pripravený k používaniu.

## POSTUP PRI POUŽÍVANÍ

Lýru fonendoskopu si založíte ušnicami do zvukovodov uší a membránu priložíte na tú časť tela pacienta ktorú chcete počúvať. Pri použití s tlakomerom dodržiavajte postup uvedený v návode tlakomera.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Počúvacia plocha na membráne je jednostranná.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba na fonendoskop je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.

**SERVIS**

V prípade akejkoľvek poruchy fonendoskopu, vyplňte na internetovej adrese [www.jares.sk/zdravotnictvo](http://www.jares.sk/zdravotnictvo) v sekcii „SERVIS“ servisný formulár a odošlite ho. Obratom Vás budeme kontaktovať. Vyplnenie servisného formulára nie je podmienkou záručnej opravy.

**ZÁZNAMY O OPRAVÁCH**

Dátum opravy	Popis chyby	Záruka Áno / Nie	Spôsob odstránenia
Meno a podpis			
Meno a podpis			
Meno a podpis			